



BUDOWA NAWILŻACZA POLIWĘGLANOWEGO

- 1) Nakrętka nypla radełkowana (NBZ 02 05 00)
- 2) Oring 5x2 (ORG 05 20 01)
- 3) Nypel półkulowy (NBZ 02 04 00)
- 4) Łącznik gwintowany M6 (NBZ 02 06 01)
- 5) Korpus butli (NBZ 02 07 00)
- 6) Tuleja z gwintem (NBZ 02 08 00)
- 7) Uszczelka 39x27x2 mm (USZ 01 01 00)
- 8) Rurka filtra (NBZ 02 01 05)
- 9) Oprawa górna filtra (NBZ 02 01 02)
- 10) Filtr nawilżacza (napowietrzacz) (NBZ 02 01 03)
- 11) Oprawa dolna filtra (NBZ 02 01 04)
- 12) Pojemnik na wodę 0,25l (NBZ 02 02 01)

